



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Colle composite auto-mordançante / auto-adhésive pour métal.

FR

TOTALCEM est une colle résine définitive, doublement polymérisable, spécialement formulée pour le collage des métaux. TOTALCEM ne nécessite pas de mordançage, de primer ou d'adhésif. TOTALCEM est auto-polymerisable et photo-polymerisable. Le système « Automix » permet d'effectuer un mélange rapide, constant et homogène, qui peut être déposé directement dans la restauration ou la cavité dentaire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1) Retirer la restauration provisoire. Remarque : Utiliser uniquement des ciments temporaires sans eugenol. L'utilisation de matériaux temporaires contenant de l'eugenol peut inhiber le processus de polymérisation de TOTALCEM.
- 2) Rincer abondamment
- 3) Sécher à l'air la préparation (ne pas dessécher)
- 4) Essayer de mettre en place la restauration pour s'assurer de son adaptation correcte.
- 5) Faire sortir une petite quantité de matériau afin d'aligner les deux pâtes avant utilisation. Placer l'embout mélangeur sur la seringue Automix.
- 6) La délivrance du matériau peut être effectuée de la façon suivante :
 - a. **Inlay / Onlay**
Mettre en place l'embout intrabuccal fourni sur l'embout mélangeur et délivrer la colle directement dans la cavité préparée, en recouvrant toutes les surfaces. Placer avec soin la restauration sur la préparation, en laissant la colle déborder de tous les côtés.
 - b. **Couronne**
Délivrer la colle directement sur la restauration, en recouvrant toutes les surfaces. Placer avec soin la restauration sur la préparation, en laissant la colle déborder de tous les rebords.
 - c. **Tenon**
Mettre en place l'embout intrabuccal extra fin fourni sur l'embout mélangeur. Délivrer la colle dans le canal. Placer le tenon et le déplacer légèrement pour éviter le risque de piéger de l'air. Laisser la colle déborder lentement de l'espace du canal.
 - 7) Lorsque la restauration est correctement mise en place, retirer la colle en excès. L'excès de colle est plus facilement retiré lorsqu'il est sous forme de gel, avec un détartreur ou une sonde. L'état de gel peut être obtenu en polymérisant la colle en excès avec unité de photopolymérisation pendant deux secondes et en laissant la colle s'auto-polymeriser pendant 1,5 à 2 minutes après l'application. Pour de meilleurs résultats, laisser au repos pendant 1,5 minute avant la photopolymérisation.
 - 8) Après le retrait de l'excès de colle, effectuer une photopolymérisation de toutes les surfaces, y compris les rebords, pendant 20 secondes.
 - 9) Utiliser des bandelettes abrasives de finition pour les régions proximales. Polir les rebords avec des disques, des cupules ou des pointes de polissage.
 - 10) Contrôler l'occlusion.

Principaux composants

Matrice	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Monomère acide	4-META
Matériau de remplissage	Verre au baryum Silice sublimée

Remarque : Les embouts Automix sont à usage unique.

ATTENTION

La résine à base de méthacrylate non polymérisée peut entraîner une dermatite de contact et léser la pulpe. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les tissus mous. Laver abondamment à l'eau en cas de contact.

CONSERVATION

Ne pas exposer une température dépassant 24 °C/75 °F.
À conserver à l'abri de la lumière du soleil directe
Conserver au réfrigérateur pour une durée de conservation maximale
Ne pas congeler
Si le produit a été réfrigéré, laisser la seringue se réchauffer à température ambiante avant utilisation
Ne pas utiliser après la date de péremption. Se reporter à la date de péremption sur le conditionnement.

210mm



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Self-etching / self-adhesive resin cement for metal.

EN

TOTALCEM is a dual curing permanent adhesive resin cement specially formulated for metal cementation. TOTALCEM does not require etching, priming or bonding. TOTALCEM is self and light curing. The "Automix" system provides a rapid, consistent and homogeneous mixture which can be dispensed directly into the restoration or tooth cavity.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Remove the provisional restoration. Note: Use only temporary cements that are eugenol-free. The use of eugenol-containing temporary materials can inhibit the polymerization process of the TOTALCEM.
- 2) Rinse thoroughly
- 3) Air dry the preparation (do not desiccate).
- 4) Try in the restoration to ensure proper fit.
- 5) Extrude a small quantity of material in order to align both pastes before use. Place a mixing tip on the Automix syringe.
- 6) Dispensing of the material can be done as follows:
 - a. **Inlay/Onlay**
Mount the supplied intra oral tip onto the mixing tip and dispense the cement directly into the cavity preparation covering all surfaces. Place the restoration gently onto the preparation allowing the cement to flow from all sides.
 - b. **Crown**
Dispense the cement directly onto the restoration, covering all surfaces. Place the restoration gently onto the preparation allowing the cement to flow from all margins.
 - c. **Post**
Mount the supplied extra-fine intra oral tip onto the mixing tip. Dispense the cement into the canal. Place the post and move it slightly to avoid possibility of trapped air. Allow the cement to slowly flow from the canal space.
- 7) When the restoration is properly set up, remove all excess cement. Excess cement is best removed when it is in the gel state with a scaler or probe. Gel state can be achieved by curing excess with a light curing unit for 2 seconds or allowing to self-cure for 1,5 – 2 minutes after application. For best results, leave to rest for 1,5 minutes before light curing.
- 8) After removal of excess cement, light cure all surfaces including margins for 20 seconds.
- 9) Use finishing strips for proximal areas. Polish margins with polishing discs, cups or points.
- 10) Check occlusion.

Main composition	
Matrix	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Acidic monomer	4-META
Filler	Barium glass Fumed silica

Note: Automix tips are for single patient use only.

CAUTION

Uncured methacrylate resin may cause contact dermatitis and damage the pulp. Avoid contact with skin, eyes and soft tissues. Wash thoroughly with water after contact.

STORAGE

Do not expose to temperature exceeding 24°C/75°F
Keep away from direct sunlight
Refrigerate for maximum shelf life
Do not freeze
If refrigerated, allow the syringe to reach room temperature before use
Do not use after expiration date. See expiry date on the packaging.



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Cemento resinoso autogradable y autoadhesivo para metales.

ES

TOTALCEM es un cemento resinoso adhesivo permanente de doble polimerización especialmente formulado para la cementación de metales. TOTALCEM no requiere grabado, impresión ni adhesivo. TOTALCEM es auto y fotopolimerizable. El sistema de automezcla permite conseguir una mezcla rápida, sistemática y homogénea que puede aplicarse directamente en la cavidad de la pieza o prótesis.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Retire la prótesis provisional. Nota: Utilice únicamente cements provisionales sin eugenol. El uso de materiales de cementación provisional con eugenol puede inhibir el proceso de polimerización de TOTALCEM.
- 2) Aclarar abundantemente.
- 3) Deje secar la preparación al aire (no desecar).
- 4) Pruebe la prótesis para asegurarse de que encaje bien.
- 5) Extradir una pequeña cantidad de material para alinear ambas pastas antes de emplearlas. Coloque una punta de mezcla en la jeringa de automezcla.
- 6) El material puede aplicarse de la manera siguiente:
 - a. **Inlay/Onlay**
Monte la punta intrabucal suministrada en la punta de mezcla y aplique el cemento directamente en la preparación de la cavidad cubriendo todas las superficies. Coloque la prótesis suavemente sobre la preparación permitiendo que el cemento fluya desde todos los márgenes.
 - b. **Corona**
Aplique el cemento directamente en la prótesis, cubriendo todas las superficies. Coloque la prótesis suavemente sobre la preparación permitiendo que el cemento fluya desde todos los márgenes.
 - c. **Poste**
Coloque la punta intrabucal extrafina suministrada en la punta de mezcla. Aplique el cemento en el canal. Coloque el poste y muévalo un poco para evitar que quede aire atrapado. Deje que el cemento fluya lentamente desde el espacio del canal.
- 7) Cuando la prótesis esté colocada correctamente, retire todo el cemento sobrante. La mejor manera de retirar el cemento sobrante es cuando está en estado de gel y utilizando un escalador o sonda. El estado de gel se puede lograr fotopolimerizando el sobrante durante 2 segundos o dejando que se autopolimerice durante 1,5-2 minutos después de la aplicación. Para obtener mejores resultados, deje reposar durante 1,5 minutos antes de la fotopolimerización.
- 8) Tras retirar el cemento sobrante, fotopolimerice todas las superficies, incluyendo los márgenes, durante 20 segundos.
- 9) Use tiras de acabado para las zonas proximales. Pula los márgenes con discos, copas o puntas de pulido.
- 10) Compruebe la oclusión.

Principales componentes	
Matriz	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Monómero ácido	4-META
Relleno	Vidrio de bario Silice pirógena

Nota: Las puntas de automezcla son de un solo uso por paciente.

PRECAUCIÓN

La resina de metacrilato no polimerizada puede causar dermatitis por contacto y dañar la pulpa. Evítese el contacto con la piel, los ojos y los tejidos blandos. Lavar bien con agua en caso de contacto.

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas superiores a 24°C/75°F.
No exponer a la luz solar directa.
Refrigerar para conseguir una vida útil máxima.
No congelar.
Si se ha refrigerado, debe esperarse hasta que la jeringa alcance la temperatura ambiente antes de utilizarla.
No usar después de la fecha de caducidad. Ver fecha de caducidad en el envase.

C
M
J
CM
MJ
CI
CMU
N

C
M
J
CM
MJ
CI
CMU
N



210mm



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Cimento de resina autoadesivo / autocondicionante para metal.

PT

O TOTALCEM é um cimento de resina adesivo definitivo de polimerização dual que foi formulado especificamente para a cimentação de metal. O TOTALCEM não requer ataque ácido nem a utilização de primários ou adesivos. O TOTALCEM é auto- e fotopolimerizável. O sistema "Automix" proporciona uma mistura homogénea, rápida e consistente que pode ser aplicada diretamente na restauração ou na cavidade dentária.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Remova a restauração provisória. Nota: Utilize apenas cimentos temporários que não contenham eugenol. A utilização de materiais temporários com eugenol pode inibir o processo de polimerização do TOTALCEM.
- 2) Passe bem por água
- 3) Seque a preparação com ar (não deixe desidratar).
- 4) Experimente a restauração para garantir que se adapta corretamente.
- 5) Deixe sair uma pequena quantidade do material de modo a alinhar ambas as pastas antes da utilização. Coloque uma ponta de mistura na seringa Automix.
- 6) A aplicação do material pode ser feita dos seguintes modos:
 - a. **Inlay/Onlay**
Coloque a ponta intraoral fornecida sobre a ponta de mistura e aplique o cimento diretamente na preparação cavitária, cobrindo todas as superfícies. Posicione cuidadosamente a restauração sobre a preparação, deixando que o cimento escorra por todos os lados.
 - b. **Coroa**
Aplique o cimento diretamente sobre a restauração, cobrindo todas as superfícies. Posicione cuidadosamente a restauração sobre a preparação, deixando que o cimento escorra por todas as margens.
 - c. **Espigão**
Coloque a ponta intraoral extrafina fornecida sobre a ponta de mistura. Aplique o cimento dentro do canal. Posicione o espigão e mova-o levemente para evitar a retenção de ar. Permita que o cimento escorra lentamente para fora do canal.
 - 7) Quando a restauração estiver devidamente colocada, remova todo o cimento em excesso. O cimento em excesso é mais fácil de remover quando está no estado de gel, utilizando um escavador ou uma sonda. O estado de gel pode ser obtido polimerizando o excesso com um dispositivo de fotopolimerização durante 2 segundos ou permitindo a autopolimerização nos 1,5 a 2 minutos após a aplicação. Para obter os melhores resultados, deixe repousar 1,5 minutos antes da fotopolimerização.
 - 8) Após remover o cimento em excesso, fotopolimerize todas as superfícies, incluindo as margens, durante 20 segundos.
 - 9) Utilize tiras de acabamento nas zonas proximais. Utilize discos, copas ou pontas de polimento para polir as margens.
 - 10) Verifique a oclusão.

Composição principal	
Matriz	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Monómero ácido	4-META
Partículas de carga	Vidro de bário Sílica fumada

Nota: As pontas Automix devem ser utilizadas uma única vez num único paciente.

ATENÇÃO

A resina de metacrilato não polimerizada pode causar dermatite de contacto e lesar a polpa. Evitar o contacto com a pele, olhos e tecidos moles. Em caso de contacto, lavar muito bem com água.

ARMAZENAMENTO

Não expor a temperaturas superiores a 24°C/75°F
Manter afastado da luz solar direta
Manter refrigerado para garantir durabilidade máxima
Não congelar
Em caso de refrigeração, permitir que a seringa atinja a temperatura ambiente antes da utilização
Não utilizar após a data de validade. Consultar data de validade na embalagem.



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Cimento per metallo a base resinosa automordenzante e autoadesivo.

IT

TOTALCEM è un cemento adesivo definitivo duale a base resinosa specifico per la cementazione del metallo. TOTALCEM non richiede mordenzatura, primer o adesivo. È' auto e fotopolimerizzante. Il sistema "Automix" consente una miscelazione rapida, consistente ed omogenea applicabile direttamente nel restauro o nella cavità dentale.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- 1) Rimuovere il restauro provvisorio. Nota: usare solo cementi provvisori privi di eugenolo. L'utilizzo di materiali per la cementazione provvisoria contenenti eugenolo può inibire il processo di polimerizzazione di TOTALCEM.
- 2) Sciacquare abbondantemente.
- 3) Asciugare la preparazione con l'aria (senza seccarla).
- 4) Provare il restauro per assicurarsi che si adatti correttamente.
- 5) Far uscire una piccola quantità di materiale per essere sicuri che le due paste fuoriescano in ugual quantità. Posizionare un pungolo miscelatore sulla siringa auto-miscelante.
- 6) L'applicazione del materiale può essere effettuata in questo modo:
 - a. **Inlay/Onlay**
Montare il beccuccio intraorale fornito sul pungolo miscelatore e applicare il cemento direttamente nella cavità della preparazione coprendo tutte le superfici. Posizionare delicatamente il restauro nella preparazione lasciando defluire il cemento dai lati.
 - b. **Corona**
Applicare il cemento direttamente sul restauro, coprendo tutte le superfici. Posizionare delicatamente il restauro sulla preparazione lasciando defluire il cemento dai margini.
 - c. **Perno**
Montare il beccuccio intraorale extrafine fornito sul pungolo miscelatore. Distribuire il cemento nel canale. Inserire il perno e muoverlo delicatamente per far fuoriuscire l'aria dal canale. Lasciar fuoriuscire lentamente gli eccessi di cemento dal canale.
 - 7) Quando il restauro è inserito correttamente, rimuovere gli eccessi di cemento. È preferibile rimuovere con una curetta o una sonda gli eccessi di cemento quando questo si trova allo stato di gel. Lo stato di gel si raggiunge dopo aver fotopolimerizzato gli eccessi per 2 secondi o lasciandoli autopolimerizzare per 1,5-2 minuti dopo l'applicazione. Per un miglior risultato, aspettare 1,5 minuti prima di fotopolimerizzare.
 - 8) Dopo aver rimosso gli eccessi di cemento, fotopolimerizzare tutte le superfici compresi i margini per 20 secondi.
 - 9) Usare strisce per la rifinitura per le zone interproximali. Lucidare i margini con dischi, coppette o punte per lucidatura.
 - 10) Controllare l'occlusione.

Principali componenti

Matrice	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Monómero ácido	4-META
Riempitivo	Vetro di bario Silice pirogenica

Nota: i puntali miscelatori Automix sono monouso.

ATTENZIONE

La resina metacrilata non polimerizzata può causare dermatite da contatto e può danneggiare la polpa. Evitare il contatto com la pelle, gli occhi e i tessuti molli. Sciacquare abbondantemente con acqua in caso di contatto.

CONSERVAZIONE

Non esporre a temperature superiori a 24°C/75°F.
Tenere al riparo dalla luce diretta del sole
Tenere in frigorifero per aumentare la durata del prodotto
Non congelare
Se conservato in frigorifero, lasciare che la siringa raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarla
Non usare oltre la data di scadenza. Controllare la data di scadenza sulla confezione.



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Selbstzähender und selbsthaftender Harzzelement für Metall.

DE

TOTALCEM ist ein dualhärtender permanenter Kompositzement mit spezieller Formulierung für Metallzementierungen. TOTALCEM benötigt weder Ätzen, Priming noch Bonding. TOTALCEM ist selbst- und lichthärtend. Das "Automix" System bietet eine schnelle, konsistente und homogene Mischung, die direkt in die Restauration oder Zahnkavität eingebracht werden kann.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1) Die provisorische Restauration entfernen. Hinweis: Nur temporären Zement ohne Eugenol verwenden. Die Verwendung von eugenolhaltigen temporären Materialien kann den Polymerisationsprozess von TOTALCEM hemmen.
- 2) Gründlich spülen.
- 3) Die Präparation an der Luft trocknen (nicht austrocknen lassen).
- 4) Die Restauration probieren, um den richtigen Sitz zu gewährleisten.
- 5) Vor Gebrauch zum Ausrichten beider Pasten eine geringe Menge an Material extrudieren. Mischkanüle auf die Automix-Spritze setzen.
- 6) Das Material kann folgendermaßen verteilt werden:
 - a. **Inlay/Onlay**
Bringen Sie die mitgelieferte intraorale Kanüle auf der Mischkanüle an, geben Sie den Zement direkt in die Kavitätenpräparation und bedecken Sie alle Flächen. Platzieren Sie die Restauration vorsichtig auf die Präparation, so dass der Zement von allen Seiten fließen kann.
 - b. **Krone**
Geben Sie den Zement direkt auf die Restauration und decken Sie alle Flächen ab. Platzieren Sie die Restauration vorsichtig auf die Präparation, so dass der Zement von allen Rändern fließen kann.
 - c. **Perno**
Montieren Sie die mitgelieferte extrafeine intraorale Kanüle auf die Mischkanüle. Geben Sie den Zement in den Kanal. Platzieren Sie den Stift und bewegen Sie ihn leicht, um mögliche Luftsitzlöcher zu vermeiden. Lassen Sie den Zement langsam aus dem Kanalraum fließen.
- 7) Wenn die Restauration richtig aufgebaut ist, entfernen Sie den überschüssigen Zement. Überschüssiger Zement wird am besten in seinem Gelzustand mit einem Schaber oder einer Sonde entfernt. Der Zustand vom Gel kann durch übermäßige Lichthärtung mit einer 2-minütigen Lichtheit oder durch Selbsthärtung von 1,5-2 Minuten nach der Anwendung erreicht werden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie alles vor der Lichthärtung 1,5 Minuten ruhen.
- 8) Nach dem Entfernen des überschüssigen Zements alle Oberflächen sowie die Ränder 20 Sekunden lang lichthärteten.
- 9) Verwenden Sie Finnerstreifen für die Approximalbereiche. Polieren Sie Ränder mit Polierscheiben, Polierkerle oder Polierspitzen.
- 10) Okklusion überprüfen.

Hauptinhaltstoffe der Zusammensetzung

Matrix	UDMA Bis-GMA TEGDMA
Säuremonomer	4-META
Füller	Bariumglas Pyrogenes Siliciumdioxid

Hinweis: Automix-Kanülen sind nur für den Gebrauch bei einem einzigen Patienten bestimmt.

ACHTUNG

Ungehärtetes Methacrylatharz kann eine Kontaktdermatitis auslösen und die Pulpa beschädigen. Berührung mit Haut, Augen und Weichgeweben vermeiden. Nach Kontakt gründlich mit Wasser abwaschen.

LAGERUNG

Nicht Temperaturen über 24°C/75 °F aussetzen.
Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Kühlen für maximale Haltbarkeit
Nicht einfrieren
Die gekühlte Spritze vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur aufwärmen.
Nicht nach Ablaufdatum verwenden. Siehe Ablaufdatum auf der Verpackung.



210mm



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Samowytwarzający / samoadhezyjny cement kompozytowy do metalu.

PL

TOTALCEM to dualnie wiążący, adhezyjny cement kompozytowy opracowany specjalnie do ostatecznego osadzania uzupełnień metalowych. TOTALCEM nie wymaga wytrawiania, aplikacji prima ani systemu łączacego. TOTALCEM to cement wiążący samolitne i w wyniku polimerizowany światem. System "Automix" zapewnia szybkie i ciągłe uzyskiwanie zmieszanej cementu o jednolitej konsystencji, który może być wprowadzany bezpośrednio do uzupełnienia lub do ubytku w zębie.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Remova a restauração provisória. Nota: Utilize apenas cimentos temporários que não contenham eugenol. A utilização de materiais temporários com eugenol pode inhibir o processo de polimerização do TOTALCEM.
- 2) Passe bem por água.
- 3) Seque a preparação com ar (não deixe desidratar).
- 4) Experimente a restauração para garantir que se adapta corretamente.
- 5) Deixe sair uma pequena quantidade do material de modo a alinhar ambas as pastas antes da utilização. Coloque uma ponta de mistura na seringa Automix.
- 6) A aplicação do material pode ser feita dos seguintes modos:
 - a. **Infay/Onlay**
Coloque a ponta intraoral fornecida sobre a ponta de mistura e aplique o cimento diretamente na preparação cavitária, cobrindo todas as superfícies. Posicione cuidadosamente a restauração sobre a preparação, deixando que o cimento escorra por todos os lados.
 - b. **Cora**
Aplique o cimento diretamente sobre a restauração, cobrindo todas as superfícies. Posicione cuidadosamente a restauração sobre a preparação, deixando que o cimento escorra por todas as margens.
 - c. **Espigão**
Coloque a ponta intraoral extrafina fornecida sobre a ponta de mistura. Aplique o cimento dentro do canal. Posicione o espigão e move-o ligeiramente para evitar a retenção de ar. Permita que o cimento escorra lentamente para fora do canal.
- 7) Quando a restauração estiver devidamente colocada, remova todo o cimento em excesso. O cimento em excesso é mais fácil de remover quando está no estado de gel, utilizando um escavador ou uma sonda. O estado de gel pode ser obtido polimerizando o excesso com um dispositivo de fotopolimerização durante 2 segundos ou permitindo a autopolimerização nos 1,5 a 2 minutos após a aplicação. Para obter os melhores resultados, deixe repousar 1,5 minutos antes da fotopolimerização.
- 8) Após remover o cimento em excesso, fotopolimerize todas as superfícies, incluindo as margens, durante 20 segundos.
- 9) Utilize tiras de acabamento nas zonas proximais. Utilize discos, copas ou pontas de polimento para polir as margens.
- 10) Verifique a oclusão.

Najważniejsze składniki

Macierz	UDMA Bis-GMA
Kwaśny monomer	TEGDMA
Wypełniacz	4-META Szkło barowe Krzemionka koloidalna


Uwaga : Końcówki Automix przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku

UWAGA

Niespolimerzowana żywica metakrylowa może wywoływać kontaktowe zapalenie skóry i uszkadzać mięśnie. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkaninami miękkimi. W razie wystąpienia kontaktu należy jego miejsce dokładnie umyć wodą.

PRZECHOWYwanie

Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 24°C/75°F
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego
Dla uzyskania maksymalnego okresu trwałości przechowywać w lodówce
Nie zamrażać
Po wyjęciu z lodówki należy przed użyciem pozostawić strzykawkę, aby ogrzała się do temperatury pokojowej.
Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności znajduje się na opakowaniu.



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Самопротравливающий и самоадгезивный композитный цемент для металла.

RU

TOTALCEM – это адгезивный композитный цемент для постоянной фиксации двойного отверждения, специально разработанный для цементирования металла. TOTALCEM не требует протравливания, использования праймеров или бондингов. TOTALCEM – само- и светоотверждаемый материал. Система «Автомикс» обеспечивает быстрое и надежное получение однородной смеси, которую можно наносить прямо на реставрацию или в полость зуба.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Снимите временную реставрацию. Примечание: используйте только временные цементы, не содержащие евгенол. Использование временных материалов, содержащих евгенол, может ингибировать процесс полимеризации TOTALCEM.
- 2) Тщательно промойте.
- 3) Подсушите подготовленную поверхность струей воздуха (не пересушивайте).
- 4) Примерьте реставрацию, чтобы убедиться в надлежащей посадке.
- 5) Выдавите небольшое количество материала до применения, чтобы обе пасты выдавливались параллельно. Наденьте смесительную насадку на шприц автомикс
- 6) Нанесите материал можно следующим образом:
 - a. **вкладка и накладка**
Наденьте внутритканевой наконечник, поставляемый в комплекте, на смесительную насадку и выдавите цемент прямо в подготовленную полость, покрывая все поверхности. Аккуратно прижмите реставрацию к подготовленной поверхности так, чтобы цемент стекал со всех сторон.
 - b. **коронка**
Нанесите материал прямо на реставрацию, покрывая все поверхности. Аккуратно наденьте реставрацию на заготовку так, чтобы цемент стекал со всех краев.
 - c. **Штифт**
Наденьте экстракоронарный внутритканевой наконечник, поставляемый в комплекте, на смесительную насадку. Выдавите цемент в канал. Вставьте штифт и слегка его подвигайте, чтобы не оставить внутри пузырьков воздуха. Позвольте цементу медленно вытекать из канала.
- 7) Когда реставрация надлежащим образом установлена, удалите излишки цемента. Излишки цемента лучше всего удалять, когда он имеет гелеобразную консистенцию, используя скалер или зонд. За 2 секунды воздействия световой лампы, цемент достигает гелеобразной стадии за счет фотополимеризации излишков или на гелеобразной фазе отверждения цемента по истечении 1,5-2 минут после нанесения. Наилучшие результаты достигаются, если до начала процесса фотополимеризации выдержать интервал 1,5 минуты.
- 8) После удаления излишков цемента обработайте светом все поверхности, включая край, в течение 20 секунд.
- 9) Используйте абразивные полирующие полоски для проксимальных участков. Отшлифуйте края полировочными дисками, чашками или штифтами.
- 10) Проверьте прикус.

Основной состав

Матрица	УДМА Бис-ГМА
Кислый мономер	ТЭГДМА
Наполнитель	4-МЭТК Барисево стекло Высокодисперсный диоксид кремния

Примечание: наконечники автомикс предназначены для использования только у одного пациента.



TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

Самопротравляющий/самоадгезивный полимерный цемент для металла.

UK

TOTALCEM - це адгезивний полімерний цемент під відповідного затвердювання для постійної фіксації, зі спеціально розробленим складом для цементування металу. TOTALCEM не вимагає протравлювання, праймінга або бондинга. TOTALCEM - це самозатверджуваний і світлотверджуваний цемент. Система «Автомікс» забезпечує швидку, консистентну однорідну суміш, яку можна дозувати безпосередньо в реставрацію або в порожнину зуба.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- 1) Виділіть тимчасову реставрацію. Примітка: Використовуйте тільки тимчасовий цемент, який не містить евгенолу. Використання тимчасових матеріалів, що містять евгенол, може перешкоджати процесу полімеризації TOTALCEM.
- 2) Ретельно промийте.
- 3) Висушиť препарат струменем повітря (не висушуйте надмірно).
- 4) Припасуйте на реставрацію, щоб забезпечити правильну посадку.
- 5) Видавіть невелику кількість матеріалу, щоб вирівнати обидві пасті перед використанням. Помістіть змішувальний наконечник на автозмішувальний шприц Automix.
- 6) Розподіліть матеріал може бути зроблений таким чином:
 - a. **Вкладкою/накладкою**
Встановіть внутрішньоторовий наконечник, що йде в наборі, на змішувальний наконечник і дозуйте цемент безпосередньо в препарований порожнину, покриваючи всі поверхні. Акуратно розмістіть реставрацію на препаровку, щоб цемент стікав з усіх боків.
 - b. **Коронка**
Розподіліть цемент безпосередньо на реставрацію, покриваючи всі поверхні. Акуратно наденьте реставрацію на заготовку так, щоб цемент стекав со всіх країв.
 - c. **Штифт**
Встановіть екстракоронарний внутрішньоторовий наконечник, що йде в наборі, на змішувальний наконечник. Розподіліть цемент в канал. Помістіть штифт і злегка посуньте його, щоб уникнути падання повітря. Дайте цементу повільно витікати з простири каналу.
- 7) Коли реставрація правильно відрегульована, виділіть весь надлишковий цемент. Надлишок цементу наїкраце видаляти, коли він знаходиться в гелевозбуджувальному стані, за допомогою скейлера або зонда. Гелевий стан може бути досягнутий за рахунок додаткового світлотверджування, що виконується з використанням пристрою для світлотверджування протягом 1,5-2 хвилин після нанесення. Для досягнення найкращих результатів залиште в спокої на 1,5 хвилин перед світлотверджуванням.
- 8) Після видалення надлишків цементу, виконуйте світлотверджування всіх поверхонь, включаючи край, протягом 20 секунд.
- 9) Використуйте полірувальні смужки для проксимальних областей. Відполіруйте краї полірувальними дисками, чашками або точками.
- 10) Переїрте на предмет оклюзії.

Примітка: Автозмішувальні наконечники Automix призначенні для використання тільки одним пацієнтом

Основний состав

Матрица	Уретандіметакрілат (UDMA) Бісфенол А гліcidil метакрілат (Bis-GMA)
Кислый мономер	Триетиленгіліколь диметакрілат (TEGDMA)
Наполнитель	4-метакрілоліксієїт-трімеллітатний ангідрід (4-META) Барієве скло

Примітка:
Автозмішувальні наконечники Automix призначенні для використання тільки одним пацієнтом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Незатвердений метакрілатний полімер може вызывать контактний дерматит и повреждать пульпу. Избегайте попадания на кожу, в глаза и на мягкие ткани. После контакта тщательно промойте водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не выше 24°C
Не допускать попадания прямого солнечного света
Хранить в холодильнике для обеспечения максимального срока годности
Не замораживать
После хранения в холодильнике перед применением дождитесь, когда шприц согреется до комнатной температуры
Не использовать по истечении срока годности. Срок годности указан на упаковке.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при температурі, що не перевищує 24°C/75°F

Тримати подалі від прямих сонячних променів

Зберігати охолодженим для досягнення максимального терміну придатності

Не заморожувати

У разі охолодженого стану перед використанням дати шприцу нагрітися до кімнатної температури

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. Термін придатності зазначений на упаковці.





ITENA

TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

	Conserver au sec / Keep in a dry place / Conserver all'asciutto / Conservar en seco / Trocken aufbewahren / Ma być suchy / Guarde-o num local seco / Оберегать от влаги / 在干燥处保存 / فاج نالام يف ظفحى
	Consulter le manuel d'utilisation / Consult instructions for use / Consultare il manuale d'uso / Leer el manual de uso / Gebrauchsanweisung beachten / Skonsultuj instrukcję użytkowania / Consulte o manual de utilizador / Смотрите инструкцию по использованию / 请阅读使用说明 / مادختسالا تاميلع رشتسا
	Embutos à usage unique / Single use tips / Puntas desechables / Dicas descartáveis / Ugello monouso / Einwegdüse / Dysza jednorazowego użytku / Одноразовая насадка / 一次性囗嘴 / اند مصل خلی نکمی حیا من
	Fabricant / Manufacturer / Produttore / Fabricante / Hersteller / Producen / Fabricante / Производитель / 生产商 / عياصلى
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil / Keep away from sunlight / Conservare al riparo dalla luce del sole / Mantener alejado de la luz solar / Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren / Należy przechowywać z dala od światła słonecznego / Manter afastado da luz do sol / Хранить вдали от солнечных лучей / 在避免阳光直射处保存 / وضلا نع داعتبالا
	Limite supérieure de température / Maximum temperature limit / Límite máximo de temperatura / Limite máximo de temperatura / Limite di temperatura massima / Maximale Temperaturgrenze / Określona maksymalna wartość / 下最 高 承受 温度。 / درج جردن ىصقىدا دەجىن
	Dispositif médical / Medical device / Producto sanitario / Dispositivo medico / Dispositivo médico / Medizinprodukt / Wyrob medyczny / Медицинское изделие / 医疗器械 / جهاز طبى
	Pour utilisation sur ordonnance uniquement / For prescription use only / Solo para uso con receta / Per utilizzo esclusivamente professionale / Apenas para uso com receita médica / Verschreibungspflichtig / Endast för recept / Do użytka wyłącznie według decyzji lekarza / Только по рецепту врача / Тільки для рецепта / 仅限于处方使用 / للاستخدام مع التعليمات فقط.
	Irritant / Irritant / Irritante / Irritante / Irritante / Irritierend / Drażniący / Раздражающий / 刺激性 / مذعج

210mm

IND 6-08/2020

CE ITENA CLINICAL
www.itena-clinical.com
31 avenue Georges Clemenceau
93420 Villepinte, FRANCE
Tel. +33 (0)1 45 91 61 40

Ref.: TOTALCEM_notice_IND6.ai
Colors
 PANTONE 287
 PANTONE 1925
 PANTONE 1925 à 30%
 Black





210mm

TOTALCEM

AUTOMIX/DUAL-CURE

